



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ РЗН 2013/898

от 21 августа 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
**Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинских и биомеханических проектов» (ООО «МБП-Центр»), Россия, 107113, Москва, Сокольнический вал, д. 50, корп. 2-229**  
и подтверждает, что медицинское изделие  
**Устройства тракционные аутогравитационного вытяжения позвоночника «ГРАВИСЛАЙДЕР» по ТУ 9444-001-72926737-2011**  
производства

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинских и биомеханических проектов» (ООО «МБП-Центр»), Россия, 107113, Москва, Сокольнический вал, д. 50, корп. 2-229**  
место производства:  
**Москва, 107076, Колодезный переулок, д. 2А, Технопарк ООО «Новейшие технологии и связи»**

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 4440

вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № 23602 от 11.07.2012

приказом Росздравнадзора от 21 августа 2013 года № 4280-Пр/13  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Приложение: на 1 листе

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0002637

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Лист 1

№ РЗН 2013/898

Устройства тракционные аутогравитационного вытяжения позвоночника  
«ГРАВИСЛАЙДЕР» по ТУ 9444-001-72926737-2011, моделей: 19А, 19В, 20А, 20В, 21А,  
21В, 22А, 22В, мини 1, мини 2, мини 3.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. Комплект принадлежностей устройств «ГРАВИСЛАЙДЕР»:

1.1 Центральная часть с системой вибрации с подголовником с направляющими - 1 шт.

1.2 Подножка с направляющими - 1 шт.

1.3 Нагреватель со шнуром электропитания - 1 шт.

1.4 Блок питания системы вибрации - 1 шт.

2. Дополнительные принадлежности:

2.1 Система электромеханического привода наклона направляющих подножки «Devert»  
(Германия) с блоком питания и пультом дистанционного управления - 1 комплект (только  
для моделей «20а» и «20В»).

2.2 Захваты ступней на подножке - 2 шт, только для моделей «19А», «19В», «20А», «20В».

3. Комплект принадлежностей устройств «ГРАВИСЛАЙДЕР-Мини»:

3.1 Вытягивающий подголовник.

3.2 Опорная подушка под спиной.

4. Эксплуатационная документация: Руководство по эксплуатации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

21 августа 2013 года

0002482